

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stx12 Pour Wb Et Elisa - Q86Y82

Numéro d'article: CM0028148



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-STX12 validé pour Western Blot (WB) et ELISA. Réagit avec Humain, Souris, Rat. Cible la syntaxine-12 impliquée dans le recyclage endocytaire et le trafic des AMPAR. Idéal pour la recherche en neurosciences et biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STX12 Rabbit pAb
Remarques / Alias	STX13; STX14; STX12
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23673
GeneID	23673
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-276 de la protéine STX12 humaine (NP_803173.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86Y82
Poids de la protéine	32kDa
Expédition	Sachet de glace