

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stx17 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P56962

Numéro d'article: CM0021762



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin STX17 validé pour les applications de Western blot, d'immunofluorescence et d'ELISA. Détecte la STX17 endogène dans des échantillons humains et murins, soutenant la recherche sur l'autophagie et le trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	STX17 pAb de lapin
Remarques/Alias	STX17
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	55014
ID du gène	55014
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de la STX17 humaine (NP_060389.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P56962
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace