

Anticorps Polyclonal Anti-Stx1A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16623

Numéro d'article: CM0029231

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre STX1A humain (Syntaxin-1A, HPC-1), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Idéal pour l'étude de l'exocytose médiée par SNARE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	STX1A Lapin pAb
Remarques/Alias	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
Espèce	Humain
GenelD (humain)	6804
GenelD	6804
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-288 de STX1A humain (NP_004594.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q16623
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace