

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stx2 Pour Wb, Elisa - P32856

Numéro d'article: CM0018317

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-STX2 validé pour les applications WB, ELISA avec réactivité croisée pour l'Humain, la Souris, le Rat. Idéal pour la recherche sur la morphogenèse épithéliale et l'exocytose. UniProt P32856.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	STX2 Lapin pAb
Remarques/Alias	EPM; EPIM; STX2A; STX2B; STX2C; STX2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2054
ID de Gène	2054
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-264 de la STX2 humaine (NP_001971.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P32856
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace