


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stx6 Pour Wb, Elisa - O43752

Numéro d'article: CM0022227



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Syntaxine-6 humaine (STX6), validé pour les applications de Western blot et d'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris. Convient à l'étude de l'appareil de Golgi, du trafic endosomal et des mécanismes de fusion membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STX6 pAb de lapin
Remarques/Alias	STX6
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10228
GeneID	10228
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-234 de la STX6 humaine (NP_005810.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	O43752
Poids moléculaire	29 kDa
Expédition	Sac de glace