

## Anticorps Polyclonal Anti-Stx8 Pour Wb, Elisa - Q9Unk0

Numéro d'article: CM0018485

### Introduction

Anticorps polyclonal anti-STX8 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, reconnaissant la STX8 humaine, murine et de rat. Idéal pour l'étude du transport rétrograde du cis-Golgi vers le RE. Immunogène recombinant dérivé de lapin.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | pAb de lapin anti-STX8                                                                                                         |
| Remarques/Alias      | CARB; STX8                                                                                                                     |
| Espèce               | Humain                                                                                                                         |
| GeneID (Humain)      | 9482                                                                                                                           |
| GeneID               | 9482                                                                                                                           |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-215 de la STX8 humaine (NP_004844.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                            |
| SWISS                | Q9UNK0                                                                                                                         |
| Poids de la protéine | 27 kDa                                                                                                                         |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                   |