

Anticorps Monoclonal Anti-Stxbp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P61764

Numéro d'article: CM0009838



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité STXBP1 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, murins et de rat. Protéine de 68 kDa, idéale pour la recherche sur la fonction synaptique et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STXBP1 AcM Lapin
Remarques/Alias	P67 ; DEE4 ; NSEC1 ; UNC18 ; N-Sec1 ; RBSEC1 ; unc-18A ; unc18-1 ; MUNC18-1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6812
GenelD	6812
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61764
Poids protéique	68 kDa
Expédition	Sac de glace