


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stxbp2 Pour Wb Et Elisa - Q15833

Numéro d'article: CM0029645



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant STXBP2 (Munc18-2), validé pour Western blot (WB) et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le trafic vésiculaire médié par les SNARE, l'exocytose et la biologie des granules cytotoxiques des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STXBP2 pAb de lapin
Remarques / Alias	FHL5; UNC18B; Hunc18b; UNC18-2; pp10122; unc-18B; MUNC18-2; STXBP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6813
GeneID	6813
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 280 de STXBP2 humaine (NP_001120868.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15833
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace