


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stxbp2 Pour Wb Et Elisa - Q15833

Numéro d'article: CM0014465



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant STXBP2 humain (homologue 2 d'Unc-18, Munc18-2), adapté au Western blot et à l'ELISA. Réagit avec STXBP2 humain et murin, permettant l'étude du trafic vésiculaire intracellulaire et de l'exocytose des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STXBP2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FHL5; UNC18B; Hunc18b; UNC18-2; pp10122; unc-18B; MUNC18-2; STXBP2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6813
GeneID	6813
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	Q15833
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac réfrigérant