

Anticorps Polyclonal Anti-Stxbp3 Pour Wb Et Elisa - 000186

Numéro d'article: CM0030190

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la STXBP3 humaine (protéine de liaison à la syntaxine 3, MUNC18C) pour le western blot (WB) et l'ELISA. Réactivité croisée validée avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le trafic du GLUT4.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	STXBP3 Lapin pAc (pAb)
Remarques/Alias	PSP; MUNC18C; UNC-18C; MUNC18-3; STXBP3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6814
GeneID	6814
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 343-592 de la STXBP3 humaine (NP_009200.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00186
Poids Protéique	68kDa
Expédition	Sac de glace