


Anticorps Polyclonal Anti-Stxbp4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Zwj1

Numéro d'article: CM0027243



Introduction

Anticorps polyclonal anti-STXBP4 validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA chez l'homme et la souris. Cible la protéine de liaison à la syntaxine 4 (Synip), un régulateur clé du trafic vésiculaire et de la signalisation de l'insuline. Idéal pour les applications de recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STXBP4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Synip ; STXBP4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	252983
GeneID	252983
Immunogène	Protéine recombinante - Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 344-553 de STXBP4 humain (NP_848604.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6ZWJ1
Poids protéique	62 kDa
Expédition	Sac de glace