


Anticorps Polyclonal Anti-Styx Pour Wb, Elisa - Q8Wuj0

Numéro d'article: CM0015175



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant STYX humain (25 kDa), adapté au WB et à l'ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation MAPK/ERK, de la dégradation médiée par FBXW7 et de la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STYX Rabbit pAb
Remarques/Alias	STYX
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6815
GeneID	6815
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-223 de STYX humain (NP_660294.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8WUJ0
Poids moléculaire	25 kDa
Expédition	Bloc réfrigérant