

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sucla2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2R7

Numéro d'article: CM0018209



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SUCLA2 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la sous-unité bêta de la ligase succinate-CoA mitochondriale, cruciale pour le cycle de TCA et la synthèse d'ATP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SUCLA2 Lapin pAb
Remarques/Alias	A-SCS; A-BETA; MTDP55; LINC00444; SCS-betaA; SUCLA2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8803
GeneID	8803
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de SUCLA2 humaine (NP_003841.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P2R7
Poids moléculaire	50kDa
Expédition	Sac de glace