

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Suclg1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P53597

Numéro d'article: CM0018041



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SUCLG1 (sous-unité alpha de la succinyl-CoA ligase). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le cycle du TCA et le métabolisme mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SUCLG1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GALPHA; MTDPS9; SUCLA1; SUCLG1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8802
Identifiant du gène	8802
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 41-346 de SUCLG1 humain (NP_003840.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P53597
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace