

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-SucIlg2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96I99

Numéro d'article: CM0025380



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SUCLG2 validé par KO pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît SUCLG2 (succinyl-CoA synthétase spécifique du GTP) humain, murin et rat, une enzyme clé du cycle TCA. Adapté aux études sur le métabolisme mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] SUCLG2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	G-SCS; GBETA; GTPSCS; G2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8801
ID du gène	8801
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-300 de SUCLG2 humain (NP_003839.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96I99
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace