

Anticorps Polyclonal Anti-Sufu Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Umx1

Numéro d'article: CM0027060



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SUFU humaine (Suppressor of Fused Homolog). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte la SUFU humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Hedgehog.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	SUFU pAb de lapin
Remarques/Alias	SUFUH; JBTS32; SUFUXL; PRO1280; SUFU
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51684
GeneID	51684
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 325-484 de la SUFU humaine (NP_057253.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UMX1
Poids protéique	54kDa
Expédition	Sac isothermique