

Anticorps Polyclonal Anti-Sugct Pour Wb, Elisa - Q9Hac7

Numéro d'article: CM0026100



Introduction

SUGCT Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA. Il réagit avec SUGCT humain, murin et de rat. La cible est une CoA-transférase mitochondriale impliquée dans la dégradation de la lysine/tryptophane. Idéal pour la recherche sur le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SUGCT Rabbit pAb
Remarques/Alias	GA3 ; ORF19 ; DERP13 ; C7orf10 ; SUGCT
Espèce	Humain
GeneID (humain)	79783
GeneID	79783
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de SUGCT humain (NP_001180240.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HAC7
Poids moléculaire protéique	48 kDa
Expédition	Sac de glace