


Anticorps Polyclonal Anti-Sugp2 Pour Wb, Elisa - Q8Ix01

Numéro d'article: CM0018507



Introduction

Le pAc de lapin anti-SUGP2 est un anticorps polyclonal pour les applications WB et ELISA, reconnaissant le SUGP2 humain et murin. Ce facteur d'épissage se localise dans le noyau et est exprimé dans les testicules, le cerveau et les reins. Idéal pour la recherche sur l'épissage et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SUGP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SFRS14; SRF514; SUGP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10147
GeneID	10147
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 500-700 du SUGP2 humain (NP_055699.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8IX01
Poids Moléculaire	120kDa
Expédition	Sac de glace