

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sulf1 Pour Wb, Elisa - Q8Iwu6

Numéro d'article: CM0014049

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'humain SULF1, validé pour Western blot et ELISA. Détecte SULF1 dans des échantillons humains et de rat. Idéal pour les applications de recherche sur l'apoptose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SULF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SULF-1 ; SULF1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	23213
GenelD	23213
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 480-610 de SULF1 humain (NP_001121676.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8IWU6
Poids protéique	101 kDa
Expédition	Sac de glace