

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sult1A1 Pour Wb Et Elisa - P50225

Numéro d'article: CM0020325



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SULT1A1 validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude du métabolisme des xénobiotiques et des hormones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SULT1A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PST; STP; STP1; P-PST; ST1A1; ST1A3; TSPST1; ts-PST; P-PST 1; HAST1/HAST2; SULT1A1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6817
GeneID	6817
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-295 de la SULT1A1 humaine (NP_803565.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50225
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace