


## Anticorps Polyclonal Anti-Sult1A3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P0Dmm9

Numéro d'article: CM0017017



### Introduction

SULT1A3 Rabbit pAb détecte SULT1A3 chez l'homme, la souris et le rat. Adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Idéal pour l'étude de l'activité sulfotransférase dans le métabolisme des catécholamines et des hormones thyroïdiennes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | SULT1A3 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Remarques / Alias    | STM; HAST; HAST3; M-PST; ST1A3; ST1A4; ST1A5; TL-PST; ST1A3/ST1A4; SULT1A3                                                         |
| Espèce               | Humain                                                                                                                             |
| GeneID (Humain)      | 6818                                                                                                                               |
| GeneID               | 6818                                                                                                                               |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de la SULT1A3 humaine (NP_808220.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                              |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                              |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                  |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                |
| SWISS                | P0DMM9                                                                                                                             |
| Poids de la protéine | 34 kDa                                                                                                                             |
| Expédition           | Sac isotherme                                                                                                                      |