

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sult1C4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O75897

Numéro d'article: CM0021898



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SULT1C4 humain. Convient au Western blot, à l'immunofluorescence et à l'ELISA. Détecte les niveaux endogènes de SULT1C4 dans des échantillons humains, murins et de rat. Cible une sulfotransférase impliquée dans le métabolisme des xénobiotiques et des médicaments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SULT1C4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SULT1C; SULT1C2; SULT1C4
Espèce	Humain
ID du gène	27233 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-95 de SULT1C4 humain (NP_006579.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O75897
Poids moléculaire	36 kDa
Expédition	Sac de glace