

Anticorps Polyclonal Anti-Sult1E1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P49888

Numéro d'article: CM0028292



Introduction

Anticorps polyclonal anti-SULT1E1 de haute qualité validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Cible SULT1E1 humain, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des œstrogènes et les sujets liés aux hormones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SULT1E1 Lapin pAb
Remarques/Alias	EST; STE; EST-1; ST1E1; SULT1E1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6783
GeneID	6783
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140-294 de SULT1E1 humain (NP_005411.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49888
Poids protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace