

Anticorps Polyclonal Anti-Sult2A1 Pour Wb, Elisa - Q06520

Numéro d'article: CM0027745



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SULT2A1 validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Détecte la SULT2A1 endogène d'environ 34 kDa, une sulfotransférase clé des stéroïdes et des acides biliaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SULT2A1
Remarques/Alias	HST ; ST2 ; STD ; hSTa ; DHEAS ; ST2A1 ; ST2A3 ; DHEA-ST ; SULT2A3 ; DHEA-ST8 ; SULT2A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6822
GeneID	6822
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-145 de la SULT2A1 humaine (NP_003158.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q06520
Poids protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace