


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Sult2A1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q06520

Numéro d'article: CM0005187



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin SULT2A1 validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit avec SULT2A1 humain et de rat (34kDa), une enzyme clé de sulfotransférase des stéroïdes et des acides biliaires. Idéal pour les études sur le métabolisme et la détoxification.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SULT2A1 mAb Lapin
Remarques/Alias	HST; ST2; STD; hSTa; DHEAS; ST2A1; ST2A3; DHEA-ST; SULT2A3; DHEA-ST8; SULT2A1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6822
ID de gène	6822
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-285 de SULT2A1 humaine (Q06520)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q06520
Poids moléculaire	34kDa
Expédition	Sac de glace