


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sult2A1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q06520

Numéro d'article: CM0016662



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SULT2A1 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte la SULT2A1 humaine, murine et de rat ; immunogène : protéine recombinante (aa1-145). Convient aux recherches sur la sulfonation des stéroïdes et le métabolisme des acides biliaires.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | SULT2A1 pAb de lapin                                                                                                             |
| Remarques/alias                  | HST ; ST2 ; STD ; hSTa ; DHEAS ; ST2A1 ; ST2A3 ; DHEA-ST ; SULT2A3 ; DHEA-ST8 ; SULT2A1                                          |
| Espèce                           | Humaine                                                                                                                          |
| GeneID (humain)                  | 6822                                                                                                                             |
| GeneID                           | 6822                                                                                                                             |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-145 de la SULT2A1 humaine (NP_003158.2) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Application                      | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Réactivité croisée               | Humaine, murine, rat                                                                                                             |
| SWISS                            | Q06520                                                                                                                           |
| Poids moléculaire de la protéine | 34 kDa                                                                                                                           |
| Expédition                       | Avec poche de glace                                                                                                              |