

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sult2B1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O00204

Numéro d'article: CM0028426



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-SULT2B1 de CamelBio est validé pour WB, IF/ICC, ELISA, réactif avec l'homme, la souris et le rat. Il cible la sulfotransférase 2B1 impliquée dans la sulfation des stéroïdes et le métabolisme du cholestérol. Idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SULT2B1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HSST2; ARCI14; SULT2B1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6820
ID du gène	6820
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-365 de la protéine SULT2B1 humaine (NP_814444.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00204
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac isotherme