


## Anticorps Polyclonal Anti-Sumf2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbj7

Numéro d'article: CM0021188



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SUMF2 (pFGE), un facteur de modification des sulfatases inactif qui inhibe SUMF1. Convient pour le WB, l'IF/ICC, l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Immunogène : protéine recombinante (aa 45-320).

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | SUMF2 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias                  | pFGE ; SUMF2                                                                                                                 |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                       |
| GeneID (Humain)                  | 25870                                                                                                                        |
| GeneID                           | 25870                                                                                                                        |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45-320 de SUMF2 humain (NP_056226.2). |
| Source                           | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application                      | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                          |
| SWISS                            | Q8NBJ7                                                                                                                       |
| Poids moléculaire de la protéine | 34kDa                                                                                                                        |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                 |