

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Sumo1 [Validé Ko] Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63165

Numéro d'article: CM0002520

### Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant SUMO1 (P63165), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Essentiel pour l'étude de la SUMOylation dans le transport nucléaire, la réparation de l'ADN et la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | [Validé KO] SUMO1 mAb Lapin                                                                                                            |
| Remarques/Alias    | DAP1; GMP1; PIC1; SMT3; UBL1; OFC10; SENP2; SMT3C; SMT3H3; O1                                                                          |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                 |
| GenID              | 7341 (Humain)                                                                                                                          |
| Immunogène         | Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-101 de Sumo 1 humain (P63165). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                  |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                                  |
| Application        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                    |
| SWISS              | P63165                                                                                                                                 |
| Poids Protéique    | 12kDa                                                                                                                                  |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                           |