


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sumo1 (Validé Ko) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63165

Numéro d'article: CM0023547



Introduction

Anticorps polyclonal validé KO ciblant SUMO1 humain, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la SUMOylation dans le transport nucléaire, la réparation de l'ADN et la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] SUMO1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DAP1, GMP1, PIC1, SMT3, UBL1, OFC10, SENP2, SMT3C, SMT3H3, O1
Espèce	Humain
ID de Gène	7341
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de SUMO1 humain (NP_003343.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63165
Poids Protéique	12kDa
Expédition	Sac de glace