


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sumo2/3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P61956 / P55854

Numéro d'article: CM0007555



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-SUMO2/3 pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît SUMO2/3 humain, murin, rat. Immunogène recombinant (aa 1-95). Idéal pour la recherche sur la SUMOylation, la réparation de l'ADN et la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SUMO2/3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6613/6612
GeneID	6613/6612
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-95 de SUMO2/3 humain. (NP_008868.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61956/P55854
Poids moléculaire protéique	11kDa
Expédition	Sac de glace