

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sumo2/3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P61956/P55854

Numéro d'article: CM0016585



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SUMO2/3 humain, validé pour le Western blot, l'IHC sur paraffine et l'ELISA. Détecte le SUMO2/3 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient à l'étude des voies de SUMOylation et des protéines de type ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SUMO2/3 Lapin pAb
Remarques/Alias	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6613/6612
GeneID	6613/6612
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61956/P55854
Poids moléculaire	11kDa
Expédition	Sac de glace