


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sumo3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P55854

Numéro d'article: CM0022206



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SUMO3, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît spécifiquement SUMO3 humain, de souris et de rat, un modificateur de type ubiquitine impliqué dans le transport nucléaire et la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SUMO3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SMT3A; Smt3B; SMT3H1; SUMO-3; SUMO3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6612
GenelD	6612
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-92 de SUMO3 humain (NP_008867.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55854
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace