


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sumo3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P55854

Numéro d'article: CM0026580



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre SUMO3 (SUMO-2/SMT3A), validé pour WB, IHC-P, ELISA, réagissant avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la modification de type ubiquitine, de la réparation de l'ADN et des voies de transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SUMO3 Lapin pAb
Remarques/Alias	SMT3A, Smt3B, SMT3H1, SUMO-3, SUMO3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6612
GeneID	6612
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du SUMO3 humain (NP_008867.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55854
Poids de la protéine	12kDa
Expédition	Sac de glace