

Anticorps Polyclonal Anti-Sumo4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Eev6

Numéro d'article: CM0024935

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SUMO4 humaine (small ubiquitin-like modifier 4), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Adapté pour l'étude de la sumoylation, du stress oxydatif et des voies de signalisation immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SUMO4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IDDM5; SMT3H4; SUMO-4; dj281H8.4; SUMO4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	387082
Identifiant du gène	387082
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 40 et 95 de la SUMO4 humaine (Q6EEV6)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6EEV6
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace