

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Sumo4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Eev6

Numéro d'article: CM0008588

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-SUMO4 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la SUMOylation, le stress oxydatif et le diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SUMO4 Lapin mAb
Remarques/Alias	IDDM5; SMT3H4; SUMO-4; dj281H8.4; SUMO4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	387082
GeneID	387082
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-95 de SUMO4 humain (Q6EEV6)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6EEV6
Poids Protéique	11kDa
Expédition	Sac de glace