


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sun2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uh99

Numéro d'article: CM0019108



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SUN2 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible SUN2, un composant du complexe LINC, essentiel pour le positionnement et la migration nucléaires. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et l'enveloppe nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SUN2 pAb de lapin
Remarques / Alias	UNC84B; rab5IP; SUN2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25777
GeneID	25777
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 255-572 de la protéine SUN2 humaine (NP_001186508)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UH99
Poids protéique	80kDa
Expédition	Sac de glace