


Anticorps Polyclonal Anti-Supt20H Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Nem7

Numéro d'article: CM0029553



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SUPT20H humain (homologue de SPT20, p38IP). Validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA sur humain, souris, rat. Les applications incluent la recherche sur l'autophagie, la gastrulation et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SUPT20H Lapin pAb
Remarques/Alias	C13; FP757; P38IP; SPT20; FAM48A; C13orf19; SUPT20H
Espèce	Humain
GenelD (humain)	55578
GenelD	55578
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 580-779 du SUPT20H humain (NP_001014308.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NEM7
Poids moléculaire	86kDa
Expédition	Sac de glace