


Anticorps Monoclonal Anti-Supt5H/Spt5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00267

Numéro d'article: CM0003632



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le SUPT5H/SPT5 humain, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'élongation de la transcription et le Tat du VIH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SUPT5H/SPT5 Lapin mAb
Remarques/Alias	SPT5; SPT5H; Tat-CT1; SUPT5H/SPT5
Espèce	Humain
ID de Gène	6829
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 800-900 du SUPT5H/SPT5 humain (O00267).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00267
Poids Protéique	121kDa
Expédition	Sac de glace