


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Supt5H/Spt5 Pour Wb, Ip, Elisa - O00267

Numéro d'article: CM0030827



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur d'élongation de la transcription humaine SUPT5H/SPT5. Validé pour WB, IP, ELISA. Réactivité croisée humaine, souris. Convient pour la recherche sur la régulation de la transcription et HIV Tat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SUPT5H/SPT5 Lapin pAb
Alias	SPT5; SPT5H; Tat-CT1; SUPT5H/SPT5
Espèce	Humain
ID de gène	6829
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 125-425 de SUPT5H/SPT5 humain (NP_003160.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O00267
Poids de la protéine	121kDa
Expédition	Sac de glace