


Anticorps Polyclonal Anti-Supt6H/Spt6 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Kz85

Numéro d'article: CM0023917



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre SUPT6H (SPT6) humain, validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'élongation de la transcription et la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SUPT6H Lapin pAb
Remarques/Alias	SPT6; SPT6H; emb-5; SUPT6H
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6830
GeneID	6830
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1500-1726 de SUPT6H humain (NP_003161.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7KZ85
Poids de la protéine	199kDa
Expédition	Sac de glace