

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Supv3L1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iyb8

Numéro d'article: CM0024873



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SUPV3L1 (SUV3), une hélicase ARN mitochondriale. Convient pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. À utiliser dans la recherche sur le dégradosome mitochondrial et le métabolisme de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	SUPV3L1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SUV3; SUPV3L1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6832
ID de gène	6832
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 577-786 de SUPV3L1 humain (NP_003162.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IYB8
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace