

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Surf1 Pour Wb Et Elisa - Q15526

Numéro d'article: CM0026116

Introduction

Validé pour WB et ELISA, cet anticorps polyclonal de lapin cible SURF1 humain, une protéine de la membrane interne mitochondriale essentielle à l'assemblage du cytochrome c oxydase. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat, idéal pour la recherche sur les maladies mitochondriales et le développement de tests de diagnostic in vitro (DIV).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SURF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SHY1; CMT4K; MC4DN1; SURF1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6834
GenelD	6834
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-275 de SURF1 humain (NP_003163.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15526
Poids moléculaire	33kDa
Expédition	Sac de glace