

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Survivin Pour Wb, Elisa - O15392

Numéro d'article: CM0007121



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Survivin humaine (BIRC5), validé pour la WB et l'ELISA. La Survivin est une protéine à double fonction qui inhibe l'apoptose et régule la mitose, ce qui en fait un biomarqueur clé dans la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Survivin
Remarques/alias	API4 ; EPR-1 ; Survivin
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	332
ID du gène	332
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 142 de la Survivin humaine (NP_001159.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O15392
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Poche de glace