

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Survivine Pour Wb, Elisa - O15392

Numéro d'article: CM0021626



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Survivine (BIRC5/API4), recommandé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec les échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Survivine pAb de Lapin
Remarques/Alias	API4 ; EPR-1 ; Survivine
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	332
Identifiant du Gène	332
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-142 de la Survivine humaine (NP_001159.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15392
Poids Moléculaire de la Protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace