

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Survivine Pour Wb, If/Icc - O15392

Numéro d'article: CM0023906



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Survivine humaine (BIRC5, O15392) validé pour WB et IF/ICC. Réactivité croisée avec l'homme et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et la division cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Survivine Rabbit pAb
Remarques / Alias	API4, EPR-1, Survivin(Ab-117)
Espèce	Humain
ID du gène	332 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-142 de la Survivine humaine (NP_001159.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O15392
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace