

Anticorps Anti-Survivin Lapin Polymab® Pour Wb Et Elisa - O15392

Numéro d'article: CM0006506



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le Survivin humain (BIRC5, O15392) validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'apoptose, le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Survivin Lapin PolymAb®
Remarques/Alias	API4; EPR-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	332
GeneID	332
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-142 du Survivin humain (NP_001159.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15392
Poids moléculaire	8-18 kDa
Expédition	Sac de glace