

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Suv39H1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43463

Numéro d'article: CM0029849



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SUV39H1 humain, une méthyltransférase de l'histone H3K9 cruciale pour la formation de l'hétérochromatine et la répression transcriptionnelle. Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SUV39H1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MG44; KMT1A; SUV39H; H3-K9-HMTase 1; SUV39H1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6839
GeneID	6839
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 du SUV39H1 humain (NP_003164.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43463
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace