


Anticorps Polyclonal Anti-Suv39H2 Pour Wb, Elisa, Chip - Q9H5I1

Numéro d'article: CM0024877



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant SUV39H2 humain (KMT1B), validé pour WB, ELISA et ChIP. Idéal pour la recherche en épigénétique sur la méthylation des histones, l'hétérochromatine et l'extinction génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SUV39H2 Lapin pAb
Remarques/Alias	KMT1B; SUV39H2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	79723
ID de Gène	79723
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 141-350 de SUV39H2 humain (NP_001180354.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA, ChIP
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H5I1
Poids Protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace