


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sv2A Pour Wb Et Elisa - Q7L0J3

Numéro d'article: CM0023456



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SV2A humaine, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Immunogène recombinant ciblant les acides aminés 356-447 (NP_055664.3). Idéal pour la recherche sur les vésicules synaptiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SV2A Rabbit pAb
Remarques / Alias	SV2, SLC22B1, SV2A
Espèce	Humain
Identifiant du gène	9900 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 356-447 de la SV2A humaine (NP_055664.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q7L0J3
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace